


ANLAN

Always for you

www.anlan.com

Designed by ANLAN

Made in China



保証書

商品名	ANLAN EMS目元美顔器	
型式	AMYY31	
保証期間	通常1年間	
お客様	お名前	ご住所
	電話	メールアドレス
購入元		



カスタマーサービスメールアドレス：

sale@anlan.co.jp

- 保証期間:通常の保証期間は、お買い上げ後1年間です。
- 本書は再発行できませんので、大切に保管をお願いします。保証期間中に、万一故障がおきた際は、ご案内いたしますフォームにご記載頂く必要がございます。
- お預かり致しましたお客様の情報は修理対応にのみ利用し、第三者に譲渡・提供することはありません。
- 保証期間を経過した場合は、修理・交換等の対応を承ることができません。

販売元：ANLAN Japan株式会社



<https://www.anlan.co.jp>


JP

EN

ANLAN

ANLAN EMS目元美顔器

取扱説明書



この度は、ANLAN EMS目元美顔器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただく為、ご使用前に取扱説明書をご一読願います。また、本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管をお願いいたします。
※本製品は医学的診断や治療目的に使われる医療機器ではなく、家庭用美容グッズとしての使用を目的としております。

安全に関するご注意

お使いになる方々や、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂きたい事を記載しております。本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

⚠ 警告	誤ったお取扱いにより、死亡事故や重症を負う恐れがある重要な内容を記載しております。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

⚠ 警告
次のような医用電気機器とは“絶対に併用しないでください”
● ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電気機器 ● 人口心肺などの生命維持用医用電気機器 ● 心電計などの装着型医用電気機器
次の部位には“絶対に使用しないでください” ● 目の上にお使いになる際は、目を閉じた状態のまぶた越しでも眼球の上は避けてください。 ※目を閉じた状態の、上まぶたの使用は厳禁となります。目を開けた状態での眉下とまぶたの間が対象部となります。


- 切り傷
- 整形手術をした部位
- 口内や陰部、粘膜など
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
- カユミやほてりのある部位
- 膨らんだホクロ
- ウイルス性のイボのどぼとけ
- 眼球やまぶた越しの眼球
- 脱毛や除毛処理をした当日の部位

⚠ 注意

- 次に該当する症状をお持ちの方は、医師との相談の上使用開始してください。
- ご自身で使用の可否の判断が難しい場合は、使用前に必ず医師にご相談ください。

- 心臓疾患、内臓疾患をお持ちの方。
- 急性疾患、結核性疾患、伝染病疾患の方
- 悪性腫瘍のある方。
- 出血性疾患・血友病疾患などの血液の異常がある方。
- 皮膚病、アトピー性皮膚炎をお持ちの方
- 顔面に神経障害のある方。
- アレルギー体質の方や、特に肌が敏感な方
- 温度の感覚が自覚できない方。
- 妊娠中および産後1ヶ月未満の方。
- 物理的刺激などで、医学的に特にシミになりやすい方
- 過度の日焼けにより肌トラブルを起こしている方

各部の名前



- ①ヘッド部
- ②美容LEDライト
- ③WARMモードランプ
- ④EMSモード/EMSレベルランプ
- ⑤電源/モード選択ボタン
- ⑥レベル選択ボタン
- ⑦type-C充電ケーブル
- ⑧充電口
- ⑨滑り止めシリコン付キャップ

製品仕様

商品名	ANLAN EMS目元美顔器
型式	AMYY31
型番	AMYY31-PK
素材	ABS
重量	約55g
サイズ	約D37mm*H132mm
EMS レベル	3段階（指示ランプ白-緑-青）
温度	約40℃
入力	5V=1A
定格電圧	3.7V
バッテリー容量	400mAh
自動OFF時間	約5分間
充電時間	約2.5時間
連続稼働時間	約80分間
振動モーターの回転数	8000rpm
LED美容ライトの波長	赤色(波長約620nm) 青色(波長約470nm)

セット内容



本体*1



取扱説明書 * 1



type-C充電ケーブル*1

ご使用になる前に

- 1.コンタクトレンズを装着されている場合は、「必ず外してください。」また、ご使用前に、再度レンズが眼内に残っていないか、ご確認ください。
- 2.ご使用になる前に洗顔を行い、メイクや皮脂などの汚れを落とします。洗顔後のお肌に化粧水や美容液等を塗布します。
- 3.お肌がニキビや吹出物で炎症を起こしていたり異常がないかご確認ください。炎症などの異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 4.肌の同じ箇所につけて使用せず、動かしながらお使いください。熱すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 5.初めてお使いの際は、事前に肌の厚い部分でテストを行ってから目元にご使用ください。
- 6.本製品は「全てのモードで、眼球と瞳には絶対に使用しないでください。」目を閉じてお使いの際は、瞼の上を避け、眉下と、眉毛にお使いになる意識で動作をさせてください。目元 / 眼部トラブル、事故を起こす原因となります。

ボタン操作について

【電源/モードボタン】

1. 操作ボタンを2秒以上長押しすると、電源がONになります。起動時のデフォルト設定は赤光エステ/振動/WARMモードとなります。
2. 同ボタンを短押しすることにより、『赤色LED+温熱+微振動+イオン導入』→『青色LED+温熱+EMS』へと、切り替わります。ご使用中に操作ボタンを2秒以上長押しすると、電源がOFFになります。

赤色LED+温熱+微振動+イオン導入



青色LED+温熱+EMS

【レベルボタン】

1. WARM モードにはレベルの強弱はございません。EMS モードのみ強弱機能を搭載しております。
2. EMS モードへ切り替え時、EMS のレベルランプは白色点灯となり、EMS のレベルは弱設定となります。

※レベル選択ボタン（※各部の名前⑥）のボタンを短押しすると、強弱の選択が可能です。

（白-緑-青）「弱」→「中」→「強」→の順に切り替わります。

弱
（白）



中
（緑）



強
（青）

おススメのご使用方法

目元ケア使用手順

- ①アイクリームや化粧水などでお手入れを行ってから、下まぶたから眉下方面に向かって、小刻みに円を描きながら、こころと往復させます。
- ②眉下からこめかみ方面に、半円を描くようにスライドさせます。



※本製品は目の周囲にのみご使用ください。眼球と瞼には使用しないでください。

お顔全体への使用方法

- ①洗顔後、化粧水・美容液等でお手入れを行ってから、お好みのモードを選んでください。
- ②口元や顎は、フェイスラインに沿って頬を引き上げるようなイメージでヘッドをスライドさせます。（or ヘッドを滑らせます）



ご注意：※EMSを感じない時は肌が乾燥状態となっております。誘導体となる油分の無いジェルや化粧水などを塗ってからご使用ください。

充電について

- 1.初めてご使用になる際や、長期間ご使用にならなかった場合は再度充電してからご使用ください。また、バッテリー保護の為、長期間ご使用にならない際も月に一度充電を行ってください。
- 2.充電は付属のUSBコードにて、パソコンやモバイルバッテリーからでも可能です。壁面コンセントで充電の際は、携帯電話等のコンセントアダプターを使い、美顔器付属のコードをお使いの上充電を行ってください。
- 3.充電しながらのご使用はできません。充電時以外は、コードを本体から抜いてください。
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

- 4.電力不足のサインは、WARMランプとEMSランプが数秒同時に点滅した後、自動で電源が切れます。
- 5.充電中はWARMとEMSのランプが交互に白色点滅します。
- 6.フル充電の目安は約2.5時間となっております。満充電となりますと、WARMとEMSの白色ランプは点灯したままとなります。
- 7.連続使用時間は約80分間です。自動電源オフ機能が搭載されており、無操作、各モードご使用中毎に、約5分間経過しますと、自動で電源がオフになります。

お手入れと保管

- 1.本体全て、防水ではございません。ヘッドも水洗いはしないでください。
- 2.使用後本体に付着した化粧品等は、やわらかい布やティッシュで拭き取ってください。
- 3.浴室などの水がかかることや、湿気の多いところに放置しないでください。（カビ・雑菌の繁殖の原因/本体内部の結露・さび発生による故障の原因となります）
- 4.乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- 5.アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わないでください。（故障や部品の割れ・変色などの原因となります）
- 6.本製品はあくまで補助器具としての使用を目的としております。お肌に異常を感じられた場合はただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

本製品の廃棄について



この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、電池を完全放電後、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。


JP

EN

ANLAN

ANLAN EMS Eye Beauty Device

User Manual



JP

EN

※ This product is not a medical device used for diagnosis or treatment, but a general household item for eyes, face and neck.

Thank you for purchasing the ANLAN EMS Eye Beauty Device. Please read this entire manual carefully before using it to ensure proper use and safety. In addition, this manual is also available as a guarantee, please safe keeping.

Warranty Certificate

Product Name	ANLAN EMS Eye Beauty Device
Model Type	AMYY31
Warranty Period	1 Year Warranty
Customer Information	Name:
	Phone Number:
	Address:
	Email:
Place of Purchase	

JP
EN

Safety Precautions

In order to prevent harm and property damage to users, please read this manual carefully and follow the manual step.


 Warning	It means inappropriate use can lead to undesirable consequences.
 Attention	It means you must follow the instructions to use the machine to avoid injury.

 Prohibition	 Warning
	Never use this device with following medical electrical equipment. • Tiny electro-magnetically damaged implant, such as pacemaker. • Medical electronics for life support such as artificial heart / artificial lung. • Portable medical electronics, such as device of electrocardiogram.

JP
EN

Prohibition JP EN	⚠ Attention
	Never use under such situation:
	● Skin with wound ● Skin area with plastic surgery ● Eye area with disease ● Inflamed skin ● Eyeball
	⚠ Warning
	People mentioned below should consult a doctor before using the device.
	● People with malignant tumors ● People with blood disorders such as bleeding disorders and hemophilia ● People with skin diseases, atopic dermatitis, facial neuropathy ● People with allergies, especially those with sensitive skin ● People who cannot feel temperature ● People who have skin problems due to excessive sun damage

Product Details



- ① Massage Head
- ② Red/Blue Light
- ③ Warm Indicator
- ④ EMS Indicator
- ⑤ Power/ Mode Button

- ⑥ Level Button
- ⑦ Type-C Charging Cable
- ⑧ Charging Port
- ⑨ Dust Cover

Specification

Product Name: ANLAN EMS Eye Beauty Device
Model Type: AMYY31
Model Number: AMYY31-PK
Material: ABS
Weight: About 55g
Size: D37mm*H132mm
EMS Level: 3 Levels(indicator lamp white-green-blue)
Light: Red light (About 610nm), Blue light (About 460nm)
Temperature: About 40°C
Battery Capacity: 400mAh
Input: 5V=1A
Voltage: 3.7V
Automatic Shutdown: About 5 mins
Charging Time: About 2.5 hours
Working Time: About 80 mins
Vibration Frequency: 8000rpm

Packing contents



Eye Beauty
Device*1



User manual
*1



Type-C charging
cable*1

Precautions Before Use

1. If you wear contact lenses, be sure to take them out before use.
2. Wash your face before use to remove dirt such as makeup and sebum and apply some lotion or serum to your skin after cleansing.
3. Never use if there are any inflammation or abnormalities on your skin due to acne or pimples.
4. Do not use it continuously on the same part of the skin but move it while using. If it feels too hot, stop using it immediately.
5. Do skin test before using for the first time to make sure you are not allergic to metal.
6. When using the vibration function, never use it on your eyelids to prevent any eye problems and accidents.

Button description

Power /Mode Button:

Long press the button to turn on the power.
The default setting is red light beauty treatment / vibration / WARM mode.
If you press this button for a short time each time, the mode will switch in the order of "red light beauty treatment / vibration / WARM mode" → "blue light beauty treatment / EMS mode" → "blue light beauty treatment / EMS mode" → "blue light beauty treatment / EMS mode".
Long press the power button to turn it off.

red light beauty
treatment / vibration
/ WARM mode



blue light beauty
treatment / EMS
mode

Level Button:

PLEASE NOTE: Warm mode does not have the level, only EMS mode has.
Change to EMS mode, the default setting is level (The EMS indicator lamp is white.) Short press this button to switch (white-green-blue) "weak" → "medium" → "strong" →.

weak
(white)



medium
(green)



strong
(blue)

Instructions


Instructions for using eye care

- ① After applying eye cream or lotion, move the eyelid back and forth from the lower to the upper eyelid while drawing a circle.
- ② Move from the lower and upper eyelid to the temple area in a semicircle.



Whole face usage

- ① After washing your face, apply skin lotion, serum, etc., and then select your preferred mode.
- ② Move the massage head from the mouth and chin along the face line and lift the cheeks.



Note: If you can't feel the EMS, your skin may be dry. Be sure to apply gel or lotion before using.

Charging Method

1. When using for the first time after purchase or when not in use for a long time, please fully charge the main unit.
2. Insert charging cable into the port. You can connect it to a USB port on a computer, power bank, or adapter, etc.
3. Cannot be used while charging. Unplug the cable from the main unit when not charging.
※The main unit may become slightly warm during charging, but this is not a malfunction.
4. If the battery is low, the WARM and EMS indicator (white) will blink and turn off automatically after a few seconds.

5. The WARM and EMS indicator (white) flash when charging, and it takes about 2.5 hours to fully charge. WARM and EMS light (white) light s up when charging is complete.
6. The continuous use time is about 80 minutes. Auto Power Off Function: Auto power off after 5 minutes of no operation or 5 minutes of use in each mode.

Maintenance And Storage

1. The main body is not waterproof. Do not wash with water.
2. After use, wipe off gel, lotion, serum, eye cream, etc. on the head and body with a soft cloth or tissue.
3. Do not leave the main unit in a humid place such as a bathroom. (Causes of mold and bacteria growth/Causes of failure due to condensation and rust inside the main unit)
4. Do not use alcohol, thinner, benzine, nail polish remover, etc. (Cause of faulty, cracking, discoloration of parts, etc.)
5. This product is only used as an auxiliary device. If you feel any abnormality on your skin, discontinue use and consult a specialist doctor.
6. The main body is not a toy. Keep out of reach of children.

About the Disposal



This product uses a lithium-ion battery. Lithium-ion batteries are valuable recyclable resource. When disposing of used products, remove the lithium-ion battery and take it to a cooperating store that has a recycling box or a specific collection window.

JP

EN